

Anticorpo Monoclonale Coniugato Pe/Cyanina7 Coniugato Anti-Cd62L Di Topo Da Coniglio Per Citometria A Flusso - P18337

Numero articolo: CM0012439

introduzione

Anticorpo monoclonale da coniglio coniugato PE/Cyanina7 diretto contro CD62L (L-selectina) di topo, validato per citometria a flusso. Si lega a una molecola chiave di adesione dei leucociti che media l'homing linfocitario ai linfonodi. Ideale per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE/Cyanina7 Rabbit anti-Mouse CD62L
Note/Alias	Lnhr; CD62L; LAM-1; Ly-22; Lyam1; LECAM1; Ly-m22; Lyam-1; LECAM-1; L-selectina
Specie	Topo
GeneID (umano)	6402
GeneID (topo)	20343
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 39-332 della CD62L di topo (NP_035476.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P18337
Peso proteico	42 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio