


Anticorpo Monoclonale Coniugato PE/Cyanine7 Di Coniglio Anti-Cd8A Di Topo Per Fc - P01731

Numero articolo: CM0011857



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato PE/Cyanine7 di coniglio anti-CD8a di topo validato per citometria a flusso. Specifico per la CD8a di topo, un corecettore per il MHC di classe I, che permette l'analisi dei linfociti T citotossici nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE/Cyanine7 di coniglio anti-CD8a di topo
Note/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	941
GeneID	12525
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-196 della CD8a di topo (NP_001074579.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P01731
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio