

Mab Anti-Cd90.2 Di Coniglio Pe/Cyanina7 Per Fc - P01831

Numero articolo: CM0012694

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE/Cyanina7 che bersaglia CD90.2 (Thy-1) di topo, validato per citometria a flusso. Adatto per immunofenotipizzazione, studi sui marcatori dei linfociti T e indagine sulle interazioni cellula-cellula nella sinaptogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb anti-CD90.2 di coniglio PE/Cyanina7
Note/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Specie	Topo
ID gene (Uomo)	7070
ID gene (Topo)	21838
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD90.2 di topo
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P01831
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio