


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd95/Fas Coniugato A Pe/Cianina7 Per Fc - P25446

Numero articolo: CM0009973



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio coniugato a PE/Cianina7 contro CD95/FAS di topo (UniProt P25446), validato per citometria a flusso. Mira al recettore che media l'apoptosi implicato nella tolleranza delle cellule T. Ideale per studi sulla morte cellulare e la regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE/Cianina7 Coniglio anti-mouse CD95/FAS mAb
Osservazioni/Alias	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
Specie	Mouse
GeneID (umano)	355
GeneID	14102
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-169 del CD95/FAS di topo (NP_032013.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P25446
Peso proteico	37KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio