

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ki67 Di Topo Coniugato Con Pe/Cyanine7 Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - E9Pvx6

Numero articolo: CM0012019

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE/Cyanine7, diretto contro Ki67 di topo (E9PVX6). Progettato per la citometria a flusso intracellulare, questo reagente marca le cellule proliferanti nei campioni murini, supportando gli studi sul ciclo cellulare e in oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Ki67 di topo coniugato con PE/Cyanine7
Note/Alias	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
Specie	Topo
GeneID (umano)	4288
GeneID	17345
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1816-2163 di Ki67 di topo (NP_001074586.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intracellulare)
Reattività crociata	Topo
SWISS	E9PVX6
Peso della proteina	351 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante