

Mab Di Coniglio Pe/Cyanina7 Anti-Topo/Ratto Cd27 - P41272

Numero articolo: CM0010544

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE/Cyanina7 che bersaglia CD27 (TNFRSF7) di topo e ratto per citometria a flusso. Validato per campioni di topo e ratto. Recettore di check-point immunitario costimolatorio su cellule T, NK e B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PE/Cyanina7 Rabbit anti-Mouse/Rat CD27 mAb
Annotazioni/Alias	S152; Tp55; Tnfrsf7
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	939
GeneID	21940
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 24-182 di CD27 di topo (NP_001028298.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P41272
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio