

Pe/Cianina7 Conio Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse/Rat Cd31/Pecam1 Per Citometria A Flusso - Q08481

Numero articolo: CM0005026

introduzione

Coniugato con PE/Cianina7, anticorpo monoclonale coniglio anti-mouse/rat CD31 (PECAM1) per citometria a flusso. Mira alla migrazione transendoteliale dei leucociti e all'adesione cellulare. Validato per la ricerca in biologia vascolare e infiammazione, con reattività crociata verso mouse e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE/Cianina7 Conio anticorpo monoclonale coniglio anti-Mouse/Rat CD31/PECAM1
Osservazioni/Alias	Cd31; Pecam; PECAM-1
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	5175
Gene ID	18613
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-220 del CD31 murino (NP_001292086.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	Citometria a flusso (FC)
Reattività crociata	Mouse, Ratto
SWISS	Q08481
Peso proteico	81kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio