

Pe/Cyanine7 Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-IgD Nhp - IgD Scimmia Cynomolgus

Numero articolo: CM0010215

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato PE/Cyanine7 contro IgD di primati non umani, validato per citometria a flusso in campioni di scimmia cynomolgus e rhesus. Ideale per studi immunologici e sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	PE/Cyanine7 Anticorpo monoclonale coniglio anti-IgD NHP
Specie	Scimmia Cynomolgus
Immunogeno	Proteina ricombinante della catena pesante delta dell'immunoglobulina della scimmia cynomolgus
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Cynomolgus, Rhesus
Spedizione	Con borsa del ghiaccio