

Anticorpo Monoclonale Pe/Cyanine7 Ratto Anti-Mouse Cd3 Per Citometria A Flusso - P04235 / P22646

Numero articolo: CM0005399

introduzione

Anticorpo monoclonale di ratto coniugato PE/Cyanine7 che riconosce il CD3 del topo per citometria a flusso. Riconosce le catene delta ed epsilon del CD3, validato per campioni di topo. Ideale per studi sui linfociti T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb PE/Cyanine7 Ratto anti-Mouse CD3
Note/Alias	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Specie	Topo
GenelD (Umano)	916/915
GenelD	12500/12501
Immunogeno	Peptide sintetico derivato dal CD3 del topo
Sorgente	Ratto
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P04235/P22646
Peso Proteico	19kDa/21kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio