

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Per2 (Umano) Per Wb, Elisa, Chip - O15055

Numero articolo: CM0004078



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio anti-PER2 validato per WB, ELISA e ChIP. Specifico per PER2 umano (O15055), un regolatore centrale dell'orologio circadiano. Ideale per la ricerca sui ritmi circadiani e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-PER2
Note/Alias	FASPS; FASPS1; PER2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8864
GeneID	8864
Immunogeno	Peptide sintetico; un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di PER2 umano (O15055).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA, ChIP
Reattività crociata	Umano
SWISS	O15055
Peso proteico	137 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio