

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd34 Coniugato Con Percp Per Citometria A Flusso - P28906

Numero articolo: CM0009888



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PerCP mirato al CD34 umano, validato per la citometria a flusso. Riconosce l'antigene delle cellule progenitrici ematopoietiche; adatto per la ricerca sulle cellule staminali e sull'endotelio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PerCP Coniglio anti-Umano CD34 mAb
Osservazioni/Alias	CD34; molecola CD34; GIG3; MORT1
ESP	Umano
GeneID (Umano)	947
GeneID	947
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 170-290 del CD34 umano (NP_001020280.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P28906
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio