

Anticorpo Monoclonale Anti-Foxp3 Percp Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - Q9Bzs1

Numero articolo: CM0007769



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PerCP diretto contro FOXP3 umano/murino/macaco, validato per la citometria a flusso intracellulare. Ideale per la ricerca sulle cellule T regolatorie e gli studi sulla tolleranza immunitaria. Reagisce con campioni umani, murini e di macaco cinomolgo. ~47 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-FOXP3 umano/murino/macaco coniugato con PerCP
Note/Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Specie	Umana
GeneID	50943
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di FOXP3 umano (NP_054728.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intracellulare)
Reattività crociata	Umano, murino, macaco cinomolgo
SWISS	Q9BZS1
Peso della proteina	47 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante