

Anticorpo Monoclonale Percp Anti-Cd45 (Ptprc) Di Topo Per Citometria A Flusso - P06800

Numero articolo: CM0004486

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato PerCP che riconosce il CD45 (Ptprc) di topo per citometria a flusso (FC). Validato su topo, rileva isoforme da 130-144 kDa. Ideale per la caratterizzazione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb PerCP Coniglio anti-CD45 di Topo
Osservazioni/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Specie	Topo
GenelD (Umano)	5788
GenelD	19264
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-566 del CD45 di topo (NP_001104786.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P06800
Peso Proteico	130kDa/140kDa/144kDa
Spedizione	Sacca refrigerante