

Anticorpo Monoclonale Coniugato Percp Di Coniglio Anti-Mouse Cd4 Per Fc - P06332

Numero articolo: CM0010056

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PerCP contro CD4 murino, validato per citometria a flusso (FC). Mira alla glicoproteina di superficie delle cellule T CD4 (SWISS P06332), ideale per studi sulla risposta immunitaria e analisi delle cellule T helper.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PerCP Rabbit anti-Mouse CD4 mAb
Osservazioni/Alias	L3T4; Ly-4
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	920
Gene ID	12504
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-394 del CD4 murino (NP_038516.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P06332
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio