

Anticorpo Monoclonale Di Topo Anti-Cd3 Umano Percp Per Fc - P07766

Numero articolo: CM0012370



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo anti-CD3 umano PerCP, per citometria a flusso, diretto contro la catena epsilon di CD3 sulle cellule T. Ideale per l'immunofenotipizzazione delle cellule T e la ricerca sull'immunità adattativa. - P07766

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di topo anti-CD3 umano PerCP
Note/alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Specie	Umano
GeneID (umano)	916
GeneID	916
Immunogeno	Proteina ricombinante CD3 umana
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P07766
Peso della proteina	23 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante