

Controllo Isotipico Percp Igg 2A Di Topo - Controllo Isotipico

Numero articolo: CM0010775

introduzione

Anticorpo monoclonale di controllo isotipico IgG 2a di topo coniugato con PerCP di alta qualità per la citometria a flusso. Ideale per la valutazione del legame aspecifico e per un gating accurato nei saggi FC. Materia prima IVD affidabile di CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Controllo isotipico PerCP IgG 2a di topo
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Spedizione	Borsa refrigerante