

Controllo Isotipico Percp Mouse Igg 2A

Numero articolo: CM0012532

introduzione

Anticorpo monoclonale di controllo isotipico Mouse IgG2a coniugato con PerCP per citometria a flusso. Proveniente da topo, questo reagente funge da controllo negativo per valutare il legame aspecifico nei saggi FC, garantendo un'accurata interpretazione dei dati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	Controllo isotipico PerCP Mouse IgG 2a
Fonte	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Spedizione	Borsa del ghiaccio