


Anticorpo Monoclonale Percp Coniugato Di Coniglio Anti-Cd4 Umano/Scimmia Per Citometria A Flusso - P01730

Numero articolo: CM0008052



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PerCP che riconosce il CD4 umano/cinomoigo (T4/Leu-3), validato per la citometria a flusso. Ideale per l'identificazione delle cellule T-helper, studi sui recettori dell'HIV e profili immunologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb PerCP Coniglio anti-CD4 Umano/Scimmia
Note/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Specie	Umano
GeneID (Umano)	920
GeneID	920
Immunogeno	Proteina ricombinante del CD4 umano.
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cinomoigo
SWISS	P01730
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio