


Anticorpo Monoclonale Percp Di Coniglio Anti-Cd45 Umano/Scimmia Per Citometria A Flusso - P08575

Numero articolo: CM0008816



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PerCP, diretto contro CD45 umano (P08575). Validato per la citometria a flusso in campioni umani e di macaco cinomolgo. Ideale per l'immunofenotipizzazione, la ricerca sui linfociti T e il profiling immunitario.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PerCP di coniglio anti-CD45 umano/scimmia
Note/alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Umana
GeneID (umano)	5788
GeneID	5788
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-577 del CD45 umano (P08575).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, macaco cinomolgo
SWISS	P08575
Peso della proteina	131 kDa/136 kDa/141 kDa/143 kDa/147 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante