


Mab Percp Coniugato Con Anticorpo Di Coniglio Anti-Cd8A Umano/Scimmia - P01732

Numero articolo: CM0008997



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD8a umano/scimmia coniugato a PerCP per citometria a flusso (FC). Riconosce la catena alfa del CD8 (P01732), validato per campioni umani e di scimmia cinomolgo. Ideale per la ricerca immunologica e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb PerCP Coniugato con Anticorpo di Coniglio anti-CD8a Umano/Scimmia
Note/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Specie	Umano
GeneID (Umano)	925
GeneID	925
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-182 del CD8A umano (NP_001759.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P01732
Peso Proteico	21kDa/25kDa/30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio