


Percp Coniugato Con Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Topo Cd209B/Dc-Signr1 Per Fc - Q8Cj91

Numero articolo: CM0008145



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PerCP contro il CD209b/DC-SIGNR1 (SIGNR1) del topo, validato per la citometria a flusso. Reagisce con il topo. Ideale per studi sulle cellule dendritiche e sui recettori dei patogeni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PerCP Coniugato con Anticorpo Monoclonale di Coniglio Anti-Topo CD209b/DC-SIGNR1
Note/Alias	OtB7; SIGNR1; mSIGNR1; DC-SIGNR1; 1810030I22Rik
Specie	Topo
GeneID (Umano)	30835
GeneID	69165
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q8CJ91
Peso Proteico	16kDa/33kDa/36kDa/37kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio