

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd44 Di Topo Coniugato Percp Per Fc - P15379

Numero articolo: CM0005760



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PerCP contro CD44 di topo (Ly-24, Pgp-1, HERMES). Convalidato per citometria a flusso, adatto per studi di homing linfocitario, adesione e attivazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD44 di topo coniugato PerCP
Note/Alias	Ly-24, Pgp-1, HERMES
Specie	Topo
ID Gene (Topo)	12505
ID Gene (Umano)	960
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-176 di CD44 di topo (NP_033981.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a flusso)
Reattività crociata	Topo
SWISS	P15379
Peso proteico	86 kDa/81 kDa/76 kDa/72 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio