

Anticorpo Monoclonale Percp Coniglio Anti-Topo Cd8A Per Citometria A Flusso - P01731

Numero articolo: CM0011714



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PerCP contro CD8a (Lyt-2) di topo per citometria a flusso. Validato per campioni murini, riconosce il corecettore dei linfociti T coinvolto nell'interazione con MHC di classe I e nell'attivazione dei CTL.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PerCP coniglio anti-topo CD8a
Note/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Specie	Topo
GeneID (umano)	925
GeneID	12525
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-196 di CD8a di topo (NP_001074579.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P01731
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio