

Controllo Isotipico Igg Di Coniglio Coniugato Percp

Numero articolo: CM0010963

introduzione

Anticorpo monoclonale di controllo isotipico IgG di coniglio coniugato con PerCP, progettato per applicazioni di citometria a flusso (FC). Questo anticorpo derivato da coniglio funge da essenziale controllo negativo per valutare il legame non specifico, garantendo un gating accurato e un'interpretazione corretta dei dati nei saggi immunologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Controllo isotipico IgG di coniglio coniugato PerCP
Immunogeno	Peptide sintetizzato derivato dal controllo isotipico IgG di coniglio
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Spedizione	Sacco di ghiaccio