

Percp/Cianina5.5 Anticorpo Monoclonale Anti-Cd11C Di Topo Per Fc - Q9Qxh4

Numero articolo: CM0011078

introduzione

Anticorpo monoclonale anti-CD11c di topo coniugato a PerCP/Cianina5.5 (clone N418, armeno hamster) per citometria a flusso. Validato nel topo. Uso di ricerca per studi sulla risposta infiammatoria e sull'adesione dei monociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb PerCP/Cianina5.5 anti-CD11c di Topo
Note/Alias	Cr4; N418; Cd11c
Specie	Topo
GeneID (umano)	3687
GeneID	16411
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD11c di topo
Sorgente	Armeno Hamster
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q9QXH4
Peso Proteico	129kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio