

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd25 Di Topo Coniugato Con Percp/Cyanine5.5 Per Citometria A Flusso - P01590

Numero articolo: CM0008070

introduzione

Anticorpo monoclonale anti-CD25 di coniglio coniugato con PerCP/Cyanine5.5, di alta qualità, per citometria a flusso. Riconosce specificamente il CD25 murino (catena alfa del recettore dell'IL-2), con reattività crociata verso il topo. Ideale per la ricerca sulla tolleranza immunitaria e sulle cellule Treg.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PerCP/Cyanine5.5 di coniglio anti-CD25 di topo
Note/alias	CD25; IL2r; Ly-43
Specie	Topo
GeneID (umano)	3559
GeneID	16184
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-236 del CD25 murino (NP_032393.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P01590
Peso della proteina	31 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante