

Anticorpo Monoclonale Percp/Cyanine5.5 Anti-Cd69 Di Topo Per Citometria A Flusso - P37217

Numero articolo: CM0011666

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PerCP/Cyanine5.5 contro il CD69 di topo. Adatto per la rilevazione citofluorimetrica di cellule immunitarie attivate. Riconosce una glicoproteina transmembrana di ~22 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PerCP/Cyanine5.5 di coniglio anti-CD69 di topo
Note/Alias	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	969
GeneID (Topo)	12515
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 64-199 del CD69 di topo (NP_001028294.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P37217
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio