

Anticorpo Monoclonale Mouse Anti-Umano Cd3 Coniugato Percp/Cyanine5.5 Per Fc - P07766

Numero articolo: CM0008046



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo coniugato a PerCP/Cyanine5.5 che riconosce l'epsilon CD3 umano (CD3E) per la citometria a flusso. Riconosce il complesso TCR-CD3 sui linfociti T, validato per campioni umani. Adatto per immunofenotipizzazione e applicazioni di ricerca sui linfociti T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Mouse anti-Umano CD3 coniugato PerCP/Cyanine5.5
Note/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	916
ID Gene	916
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD3 umano.
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P07766
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio