

Anticorpo Monoclonale Percp/Cyanine5.5 Coniglio Anti-Cd27 Umano Per Citometria A Flusso - P26842

Numero articolo: CM0009253



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PerCP/Cyanine5.5 che bersaglia CD27 umano, un recettore co-stimolatorio presente su linfociti T, cellule NK e linfociti B. Validato per citometria a flusso, adatto per l'immunofenotipizzazione e la ricerca sui checkpoint immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PerCP/Cyanine5.5 coniglio anti-CD27 umano
Note/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Specie	Umana
ID gene (Umano)	939
ID gene	939
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-192 di CD27 umano (NP_001233.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P26842
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio