

Anticorpo Monoclonale Percp/Cyanina5.5 Coniglio Anti-Umano Cd31/Pecam1 Per Fc - Q08481

Numero articolo: CM0004654

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PerCP/Cyanina5.5 contro CD31/PECAM1 umano per citometria a flusso. Adatto per rilevare CD31 su cellule endoteliali, piastrine e leucociti in campioni umani. SWISS Q08481, peso molecolare 83 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PerCP/Cyanina5.5 coniglio anti-umano CD31/PECAM1
Note/Alias	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5175
GeneID	5175
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-601 di CD31/PECAM1 umano (NP_000433.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q08481
Peso proteico	83 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio