

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd56/Ncam1 Umano Coniugato A Percp/Cyanine5.5 Per Fc - P13591

Numero articolo: CM0011686



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD56/NCAM1 umano, coniugato a PerCP/Cyanine5.5, validato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio dell'adesione delle cellule neurali, della crescita dei neuriti e delle interazioni con i recettori virali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD56/NCAM1 umano coniugato a PerCP/Cyanine5.5
Note/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Specie	Umano
ID del gene (umano)	4684
ID del gene	4684
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-413 di CD56/NCAM1 umano (NP_851996.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P13591
Peso molecolare della proteina	95 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante