


Anticorpo Monoclonale Coniugato PerCP/Cyanine5.5 Anti-Cd62L/L-Selectina Umana Da Coniglio Per Citometria A Flusso - P14151

Numero articolo: CM0011411



introduzione

Anticorpo monoclonale da coniglio coniugato PerCP/Cyanine5.5 diretto contro CD62L/L-Selectina umana (P14151). Validato per citometria a flusso, questo anticorpo è ideale per lo studio dei meccanismi di adesione e homing dei linfociti in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PerCP/Cyanine5.5 mAb Rabbit anti-Human CD62L/L-Selectin
Annotazioni/Alias	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1
Specie bersaglio	Uomo
GenelD (Uomo)	6402
GenelD	6402
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 39-332 della CD62L/L-Selectina umana (NP_000646.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a flusso)
Reazione crociata	Uomo
SWISS	P14151
Peso proteico	42kDa/43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio