

Anticorpo Monoclonale Coniugato Percp/Cyanine5.5 Di Coniglio Anti-Cd94 Umano Per Citometria A Flusso - Q13241

Numero articolo: CM0010973



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PerCP/Cyanine5.5 che riconosce il CD94 umano (KLRD1, recettore delle cellule NK). Progettato per la citometria a flusso per rilevare il CD94 umano con specificità. Ideale per il profilo immunitario, la ricerca sulle cellule NK e gli studi sui checkpoint immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb PerCP/Cyanine5.5 di coniglio anti-CD94 umano
Note/Alias	CD94
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3824
GeneID	3824
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-179 del CD94 umano. (NP_002253.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q13241
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio