

Percp/Cyanine5.5 Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd19 Mab - Anticorpo Monoclonale Cd19

Numero articolo: CM0010835

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PerCP/Cyanine5.5 contro CD19 umano e di scimmia, validato per citometria a flusso. Rileva CD19 (63kDa) sulle cellule B. Ideale per la ricerca in immuno-oncologia e sulle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PerCP/Cyanine5.5 Coniglio anti-Umano/Scimmia CD19 mAb
Note/Alias	CD19
Specie	Scimmia
ID Gene (Umano)	930
ID Gene	102145514
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-292 del CD19 di scimmia.
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano, Cynomolgus
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio