


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd38 Umano/Macaco Percp/Cyanine5.5 Per Citometria A Flusso - P28907

Numero articolo: CM0008525



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PerCP/Cyanine5.5, diretto contro il CD38 umano e del macaco cinomolgo (SWISS: P28907). Adatto per la citometria a flusso, si lega al dominio extracellulare. CD38 è un enzima e recettore multifunzionale coinvolto nella segnalazione del calcio e nell'attivazione dei linfociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD38 umano/macaco PerCP/Cyanine5.5
Note/alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	952
ID del gene	952
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 43-300 del CD38 umano (NP_001766.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, macaco cinomolgo
SWISS	P28907
Peso della proteina	14kDa/34kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio