

Percp/Cyanine5.5 Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd4 Umano/Scimmia Per Fc - P01730

Numero articolo: CM0011012



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PerCP/Cyanine5.5 diretto contro CD4 umano/scimmia, validato per citometria a flusso. Ideale per l'identificazione delle cellule T-helper, la profilazione immunitaria e la ricerca su HIV/HHV-7. - P01730

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb PerCP/Cyanine5.5 di Coniglio anti-CD4 Umano/Scimmia
Note/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Specie	Umano
GeneID (Umano)	920
GeneID	920
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD4 umano.
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cinocefalo
SWISS	P01730
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio