

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd45 Umano/Macaco Percp/Cyanine5.5 Per Citometria A Flusso - P08575

Numero articolo: CM0012354



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PerCP/Cyanine5.5, diretto contro CD45 umano/macaco (PTPRC, LCA). Validato per la citometria a flusso, adatto per l'immunofenotipizzazione dei leucociti e gli studi sull'attivazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD45 umano/macaco PerCP/Cyanine5.5
Note/alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5788
GeneID	5788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-577 del CD45 umano (P08575)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, macaco cinomolgo
SWISS	P08575
Peso della proteina	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Spedizione	Borsa refrigerante con ghiaccio