


Percp/Cyanine5.5 Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd8A Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P01732

Numero articolo: CM0009894



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PerCP/Cyanine5.5 di coniglio contro CD8a umano/scimmia per citometria a flusso. Ideale per studi sulla risposta immunitaria, analisi della funzione CTL e identificazione di sottopopolazioni di cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PerCP/Cyanine5.5 Coniglio anti-Umano/Scimmia CD8a mAb
Osservazioni/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Specie	Umano
GeneID (Umano)	925
GeneID	925
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli aminoacidi 22-182 del CD8A umano (NP_001759.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano, Cynomolgus, Rhesus
SWISS	P01732
Peso Proteico	21kDa/25kDa/30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio