

Anticorpo Monoclonale Coniugato Percp/Cyanine5.5 Di Coniglio Anti-Pd-1/Cd279 Umano/Scimmia Per Citometria A Flusso - Q15116

Numero articolo: CM0011565



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PerCP/Cyanine5.5 contro il PD-1/CD279 umano e del cynomolgus (UniProt Q15116), validato per la citometria a flusso. Ideale per la ricerca sui checkpoint immunitari, studi di immunoterapia oncologica e analisi dell'esaurimento delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb PerCP/Cyanine5.5 di coniglio anti-PD-1/CD279 Umano/Scimmia
Note/Alias	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5133
ID Gene	5133
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-168 del PD-1/CD279 umano (NP_005009.2))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	Q15116
Peso Proteico	32 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio