

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd127/IL-7R α Coniugato Con Percp/Cyanine5.5 Per Fc - P16872

Numero articolo: CM0008974



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio coniugato con PerCP/Cyanine5.5 contro CD127/IL-7R α di topo, validato per citometria a flusso (FC). Ideale per lo studio della segnalazione del recettore IL-7 e dello sviluppo dei linfociti nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PerCP/Cyanine5.5 Rabbit anti-Mouse CD127/IL-7R α mAb
Osservazioni/Alias	CD127; IL-7Ralpha
Specie	Topo
Gene ID (Umano)	3575
Gene ID (Topo)	16197
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-239 del CD127/IL-7R α di topo (NP_612564.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P16872
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio