

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd19 Coniugato Con Percp/Cyanine5.5 Per Citometria A Flusso (Fc) - P25918

Numero articolo: CM0012226

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio coniugato con PerCP/Cyanine5.5 mirante al CD19 murino, validato per la citometria a flusso. Ideale per studiare la funzione del corecettore del recettore delle cellule B e la differenziazione delle cellule B in modelli murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PerCP/Cyanine5.5 Rabbit anti-Mouse CD19 mAb
Specie	Mouse
ID Gene (Umano)	930
ID Gene	12478
Immunogeno	Proteina ricombinante del CD19 murino.
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P25918
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio