

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd4 Di Topo Coniugato A Percp/Cyanine5.5 Per Citometria A Flusso - P06332

Numero articolo: CM0012175

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PerCP/Cyanine5.5 diretto contro il CD4 di topo (L3T4/Ly-4). Validato per la citometria a flusso, ideale per l'immunofenotipizzazione e gli studi sulle cellule T helper in modelli murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD4 di topo coniugato a PerCP/Cyanine5.5
Note/Alias	L3T4; Ly-4
Specie	Topo
ID gene (Umano)	920
ID gene (Topo)	12504
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-394 del CD4 di topo (NP_038516.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P06332
Peso della proteina	51 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante