

Percp/Cyanine5.5 Coniglio Anti-Mouse Cd44 Anticorpo Monoclonale Per Fc - P15379

Numero articolo: CM0008772



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PerCP/Cyanine5.5 di coniglio contro CD44 murino (Ly-24, Pgp-1, HERMES) per citometria a flusso (FC). Validato nel topo, adatto per la ricerca di immunofenotipizzazione e adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PerCP/Cyanine5.5 Coniglio anti-Mouse CD44 mAb
Note/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	960
GeneID	12505
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-176 del CD44 murino (NP_033981.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P15379
Peso Proteico	86kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio