

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd68 Coniugato Con Percp/Cyanine5.5 Per Citometria A Flusso - P31996

Numero articolo: CM0011332

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-mouse CD68 (macrosialina, Lamp4, gp110, Scard1) coniugato con PerCP/Cyanine5.5. Validato per citometria a flusso e citometria a flusso intracellulare. Adatto per la ricerca sui macrofagi e sulle cellule dendritiche, inclusi gli studi sulla fagocitosi e sul traffico cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PerCP/Cyanine5.5 Rabbit anti-Mouse CD68 mAb
Note/Alias	Lamp4, gp110, Scard1
Specie	Mouse
GeneID (umano)	968
GeneID	12514
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-291 del CD68 murino (NP_001277987.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC, FC (intra)
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P31996
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio