

Controllo Isotipo Igg Di Coniglio Percp/Cyanine5.5 - Anticorpo Monoclonale

Numero articolo: CM0011203

introduzione

Anticorpo monoclonale di controllo isotipo IgG di coniglio coniugato con PerCP/Cyanine5.5 per citometria a flusso. Utilizzare come controllo negativo critico per valutare il legame aspecifico e stabilire strategie di gating negli esperimenti di FC. Fornito da CamelBio per i requisiti di materie prime per IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Controllo isotipo IgG di coniglio PerCP/Cyanine5.5
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetizzato derivato dal controllo isotipo IgG di coniglio
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Spedizione	Borsa del ghiaccio