

Percp/Cianina5.5 Anticorpo Monoclonale Ratto Anti-Topo Cd45R/B220 Per Fc - P06800

Numero articolo: CM0011039

introduzione

Anticorpo monoclonale di ratto coniugato a PerCP/Cianina5.5 che mira al CD45R/B220 del topo per la citometria a flusso. CD45R/B220, una tirosina-proteina fosfatasi C di tipo recettore, è un regolatore chiave dell'attivazione delle cellule T e dello sviluppo dei linfociti. Ideale per l'immunofenotipizzazione del topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb PerCP/Cianina5.5 Ratto anti-Topo CD45R/B220
Note/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Specie	Topo
GeneID (Umano)	5788
GeneID	19264/5788
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD45R/B220 del topo
Sorgente	Ratto
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P06800
Peso Proteico	130kDa/140kDa/144kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio