

## Mab Coniglio Anti-Perilipin-2 - Q99541

Numero articolo: CM0003647

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità contro Perilipin-2 umana (ADFP/ADRP), validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Ideale per la ricerca sulle gocce lipidiche e le malattie metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | mAb coniglio anti-Perilipin-2                                                                                                                               |
| Note/Alias          | ADFP; ADRP; Perilipin-2                                                                                                                                     |
| Specie              | Uomo                                                                                                                                                        |
| GeneID              | 123                                                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante   Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 88-437 di Perilipin-2 umana (NP_001113.2). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                                       |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                    |
| Reattività crociata | Uomo                                                                                                                                                        |
| SWISS               | Q99541                                                                                                                                                      |
| Peso proteico       | 48kDa                                                                                                                                                       |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                                                           |