

Perilipin-2 Anticorpo Monoclonale Coniglio Per Wb, Elisa - Q99541

Numero articolo: CM0005161

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si targeting Perilipin-2 umana (ADRP/ADFP), adatto per Western blot e ELISA. Cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per studi su goccioline lipidiche e metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Perilipin-2 Coniglio mAb
Note/Alias	ADFP; ADRP; Perilipin-2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	123
GeneID	123
Immunogeno	Un peptide sintetico derivato dalla perilipin-2 umana.
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99541
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio