


Anticorpo Policlonale Perk Per Coniglio Per If/Icc, Elisa - Q9Nzj5

Numero articolo: CM0024335



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia PERK/EIF2AK3 umano, validato per IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Riconosce la chinasi sensore dello stress del reticolo endoplasmatico coinvolta nella risposta alle proteine non ripiegate e nella fosforilazione di eIF2 α . Ideale per la ricerca su cancro, metabolismo e stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PERK Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	PEK; WRS; PERK
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9451
GeneID	9451
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50 e 600 della PERK umana (NP_004827.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9NZJ5
Peso proteico	125kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio