


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Pfdn4 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqp4

Numero articolo: CM0023277



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio PFDN4 validato in WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia la proteina chaperone della subunità 4 del prefolding, adatta per studi sul ripiegamento proteico e sui chaperonini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio PFDN4 (pAb)
Note/Alias	C1, PFD4, PFDN4
Specie	Umano
ID Gene	5203
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-134 di PFDN4 umano (NP_002614.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NQP4
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio